

Univox® NL-100

Neck Loop



USER MANUAL

An inductive neck loop is a personal assistive listening accessory for people who are hard of hearing and use hearing aids equipped with a T-coil. Each hearing aid is configured with a frequency response and dynamic range tuned to the user's hearing impairment. The NL-100 delivers audio from its connected device with crystal-clear quality, personalized sound, and minimal latency.

Univox® NL-100

The Univox® NL-100 can connect to and receive signals from various audio sources. It combines the right and left audio channels to ensure a strong and consistent signal for the user. A 70 cm (27.5 in) extension lead is included in the package.

Connection and general information

How to use the NL-100:

- Wear the loop around your neck
- Connect the NL-100 to the headphone jack of your device
- Turn your hearing aid to the telecoil position (T-mode)
- Adjust the volume on your device

NOTE! We recommend setting your device to minimum volume before connecting the NL-100 to avoid sudden loud sounds that could damage your hearing aid.

Maintenance, care and service

Under normal conditions, the product does not require special maintenance. Wipe the unit with a clean, damp cloth. Do not use solvents or detergents. Periodically inspect cables and connectors for any damage. If the unit does not work as expected, contact your dealer or local distributor for further instructions.

Environment



To prevent possible harm to the environment and human health, please dispose of the product responsibly by following local disposal regulations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Resistance		2 x 12.5 Ohm
Cutoff frequency		2.6 kHz, -3 dB @ 1kHz
Connector		3.5 mm plug
Dimensions	Circumference	74 cm (29 in)
	Cable	20 cm (7.8 in)
	Extension cord	70 cm (27.5 in)
Weight (net)		20 g (0.7 oz) incl. extension cord
Part no.		283103
Standards		 WEEE

ANVÄNDARMANUAL

En induktiv halsslinga är ett personligt hörhjälpmedel för personer med nedsatt hörsel som bär hörapparater utrustade med T-spole. Varje hörapparat är konfigurerad med anpassad frekvensrespons och dynamiskt omfång för användarens specifika hörselnedsättning. NL-100 överför ljud från den anslutna enheten med kristallklar kvalitet, anpassat för användaren och med minimal fördröjning.

Univox® NL-100

Univox® NL-100 kan anslutas till och ta emot signaler från olika ljudkällor. Den summerar höger och vänster ljudkanal för att säkerställa en stark och stabil signal för användaren. En förlängningskabel på 70 cm medföljer i paketet.

Anslutning och allmän information

Så här använder du NL-100:

- Bär slingan över huvudet runt halsen
- Anslut NL-100 till hörlursuttaget på din enhet
- Ställ hörapparaten i teleläge (T-läge)
- Justera volymen på din enhet

OBS! Vi rekommenderar att du ställer in volymen på din enhet på lägsta nivå innan du ansluter NL-100 för att undvika plötsliga höga ljud som kan skada din hörapparat.

Underhåll, skötsel och service

Under normala omständigheter kräver produkten inget särskilt underhåll. Torka av enheten med en ren, fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel. Kontrollera regelbundet att kablar och kontakter inte är skadade. Om enheten inte fungerar som förväntat, kontakta din återförsäljare eller lokala distributör för vidare instruktioner.

Miljö och återvinning



För att undvika eventuell påverkan på miljö och hälsa, kassera produkten enligt lokala regler för elektronikavfall. Bo Edin AB är anslutet till FTI och El-Kretsen. Genom att följa dessa återvinningsanvisningar bidrar du till en bättre miljö.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Resistans		2 x 12.5 Ohm
Brytfrekvens		2.6 kHz, -3 dB @ 1kHz
Anslutning		3.5 mm kontakt
Dimensioner	Omkrets	74 cm
	Anslutningskabel	20 cm
	Förlängningskabel	70 cm
Vikt (netto)		20 g inkl. förlängningskabel
Art.nr.		283103
Standarder		 WEEE



Univox / Bo Edin AB
Stockby Hantverksby 3
SE-181 75 Lidingö, Sweden



info@univox.eu
univox.eu
univox.se



+46 8 767 18 18

