



Univox® Autoloop bilpaket

Kompakt slingförstärkare för lyssnande och samtal i bilen

Egenskaper

- Kompakt och kraftfull slingförstärkare
- Univox tvåstegs-AGC för behagligt kvalitetsljud
- Alla nivåer justeras automatiskt
- Snygg och elegant design

Att lyssna på bilradio eller föra ett samtal i bilen kan vara ett problem för personer som bär hörapparat. Trafik- och motorljud gör det näst intill omöjligt att lyssna via hörapparatens mikrofon.

Ett alternativ är att montera en teleslinga i bilen och lyssna med hörapparatens i T-läge. Med den kan man både lyssna på radio och föra ett samtal med medpassagerare. Via en liten mikrofon som klistras på bilradions högtalare kan man överföra ljudet till en slingkudde som placeras i sätet. Med en handhållen mikrofon kan passagerare också föra ett samtal med hörapparat användaren.

Det är viktigt att göra följande prov innan man installerar: Sitt på den vanliga platsen i bilen. Koppla hörapparatens i T-läge. Starta motorn. Koppla på alla normala strömförbrukare; lyse, värme, bilradio och starta bilen. Om det i detta läge inte hörs några störningar i hörapparatens så går det bra att installera en slinga i bilen. Om störningarna uppträder så kommer det också att påverka kvaliteten på slinganläggningen. Då bör man överväga en annan lösning eller minska störnivåerna från bilens elsystem.



AVML-5 mikrofon



Slingkudde



Adaptersladd till cigarettändaruttag

Broschyr, bruks- och installationsanvisning och CE-certifikat finns på www.edin.se

CE

Bo Edin AB
Sweden and International Sales

+46 (0)8 767 18 18
info@edin.se
www.univox.eu

 **univox**
BY EDIN