

# CL7300

Digitala trådlösa hörlurar (stetoclip) för TV och ljudanläggning



## Egenskaper

- 2,4 GHz frekvensen ger ett klart och tydligt ljud
- Den digitala tekniken gör att ljudkvaliteten inte störs av väggar, tak, golv eller möbler
- Upp till 4 hörlurar kan användas med samma sändare
- På/Av-knapp på hörlurarna för snabb växling till omgivningen
- Upp till 125 dB förstärkning
- Justerbar och användarvänlig volymkontroll
- Tonkontroll, 3 lägen
- Balanskontroll för personlig inställning höger-vänster öra
- Användningstid ca 3 tim vid fulladdade batterier
- Laddningstid 2-3 tim vid nya/urladdade batterier
- Automatisk avstängning när hörlurarna ej används
- Ultralätta hörlurar (stetoclip), 50g
- Hörlurarna laddas i sändarenheten
- TV-kabel och adaptrar: 6,3/3,5mm, SCART-RCA, 3,5mm-RCA, extern mikrofon (ingår)
- 2 st laddningsbara batterier
- Uttag på sändarenheten för laddning av extrabatteriet
- 2 par extra öronkuddar (ingår)
- Nätdrift (sändaren/laddaren)

## Kristallklart ljud med 25 m räckvidd!

Njut av ett TV-program utan att behöva anstränga dig för att höra bra! CL7300 trådlösa, digitala, hörlurar är framtagna för användning med TV eller ljudanläggning för dig som har nedsatt hörsel, men inte använder hörapparat. Du slipper störa resten i familjen eller dina grannar – ljudet skickas trådlöst från TV:n till hörlurarna och du kan lyssna till ett kristallklart ljud utan att störas av omgivningen.

Sändaren, som också används som laddstation, ansluts enkelt till ett ljuduttag i din TV eller ljudanläggning och skickar ljudet trådlöst till hörlurarna. Efter användning ställer du tillbaka lurarna i sändaren/laddaren. Då vet du alltid var du har dom och hörlurarna är alltid laddade när du behöver dom.

Hörlurarna använder 2,4 GHz frekvensen som ger ett klart och tydligt ljud på ett avstånd på upp till 25 m från TV-n/ljudanläggningen. Den digitala tekniken bidrar också till att ljudkvaliteten inte försämras av väggar, tak golv eller möbler.

Med de justerbara volym- ton och balanskontrollerna ställer du in lurarna helt efter ditt personliga behov. Sändaren kan också ställas in på mono eller stereo.

När ljudsignalen upphör från ljudkällan, känner mottagaren av detta och hörlurarna stängs av automatiskt vilket spar batterikraft.

Om det inte finns ljuduttag på TV:n kan man använda den medföljande mikrofonen som fästs på högtalaren.

# Univox® CL7300



## Produktöversikt

Ingångar:	Audio 3,5 mm linjeingång (stereo) på sändare/laddare 2,5 mm mikrofoningång på sändare/laddare
Frekvens:	2,4 GHz digital
Räckvidd:	ca 25 m inomhus
Användningstid:	ca 3 tim vid fulladdade batterier
Laddningstid:	2-3 tim vid nya/urladdade batterier
Laddning:	Sker automatiskt i sändare/laddare

Storlek:	Lurar/mottagare:	125 x 20 x 210 mm (BxDxH)
	Sändare/laddare:	125 x 75 x 85 mm (BxDxH)
Vikt:	Lurar/mottagare:	51 g
	Sändare/laddare:	91 g
Färg	svart, matt silver	



Hörlurar



Sändare/  
laddare

Art nr	Beskrivning
251000	CL7300, trådlöst headset för TV, 2,4 GHz

## Delar i förpackningen

Hörlurar

Sändare/laddare

Nätadapter

Adaptrar (6,3/3,5mm, SCART-RCA, 3,5mm-RCA)

2 par extra kuddar, i olika storlekar, till hörlurarna

Extern mikrofon



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas ned från [www.univox.eu/www.edin.se](http://www.univox.eu/www.edin.se), Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelistor och annan teknisk dokumentation beställas via [support@edin.se](mailto:support@edin.se).

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö  
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18  
Fax 08-767 18 20

E-post [info@edin.se](mailto:info@edin.se)  
Internet [edin.se](http://edin.se) • [univox.eu](http://univox.eu)