



Univox® SafeWake

Väckarklocka med vibrator för indikering av utrymningslarm

Egenskaper

- Klocka med akustiskt larm och fast inkopplad vibrator för väckning och indikering av utrymningslarm
- Inbyggd mikrofon på klockans baksida
- Inbyggt laddningsbart back up-batteri (driver klocka och mikrofon i minst 12 timmar och vibratorn i minst fem minuter)
- Enbart akustisk aktivering av vibrator (gäller både vid väckning och utrymningslarm)
- Elektroniken reagerar såväl på klockans eget larm som på akustiska utrymningslarm som är godkända (se nedan)
- Aktivering av vibratorn vid >70dB SPL (Sound Pressure Level) vilket motsvarar normalt tal från ca 1 meters avstånd (enligt krav från Svenska Brandskyddsföreningen och Boverkets Byggregler)
- Frekvensomfång för inbyggd mikrofon >2kHz
- Aktivering av vibratorn vid kontinuerligt ljud i mer än ca 2 sekunder
- Separerad aktivering vid väckning och utrymningslarm. Vid utrymningslarm aktiveras larm/vibrator även om knappen på klockans ovansida är nedtryckt.

Univox SafeWake är ett smidigt hjälpmedel för hörselskadade som behöver hjälp med att vakna - på hotell eller i hemmet. SafeWake fungerar dels som en vanlig väckarklocka med vibrator som man lägger under kudden, dels som en indikator för utrymningslarm.

När klockans inbyggda mikrofon tar upp ljudet, antingen från klockans egen ringsignal eller utrymningslarmet i eller utanför rummet, vibrerar klockans vibrator. När knappen på klockans ovansida trycks ned slutar vibrationerna om det handlar om normal väckning. Om klockan däremot reagerat på utrymningslarmet fortsätter vibratorn att vibrera till dess larmet upphör.

SafeWake består av väckarklocka med vidhängande vibrator, batterieliminatör samt bruksanvisning och levereras i en praktisk väska.

Systemöversikt

Univox® SafeWake

Art nr	Beskrivning
345001	SafeWake komplett set

Reservdelar

Art nr	Beskrivning
345010	Väckarklocka med fast monterad vibrator (vibrator kabellängd: 2m)
389007	Batterieliminatör, 230V/4,7V DC 200mA (kabellängd: 2m)
345020	Väska med axelrem
902441	Bruksanvisning



Broschyr, bruks- och installationsanvisning och CE-certifikat finns på www.edin.se

Bo Edin AB
Sweden and International Sales

+46 (0)8 767 18 18
info@edin.se
www.univox.eu

UnivoxAudio Ltd.
UK Sales

+44 (0)1707 339216
writeto@univoxaudio.co.uk
www.univoxaudio.co.uk

